

Welches Material fur welche Probe ?

Die Zerebrospinalflussigkeit (CSF)

1/1

Bitte unbedingt die Reihenfolge der Rohrchen bei der Blutentnahme angeben.

Hematologie

Steriles CSF-Rohrchen, 10 mL (Bestellnr. 600012)

- Zellzahlung



Chemie

Steriles CSF-Rohrchen, 10 mL (Bestellnr. 600012)

- Chloride, Laktat, Glukose, Gesamtprotein
- LDH, Natrium, Kalium, Osmolalitat

Bakteriologie und Molekularbiologie (PCR)

Steriles CSF-Rohrchen, 10 mL (Bestellnr. 600012)

Immunchemie und Serologie

Steriles CFS-Rohrchen, 10 mL (Bestellnr. 600012)

und

Monovette® Serum mit Gel, 7.5 mL (braun) (Bestellnr. 675326)

- Immunglobuline oligoklonale Banden, intrathekale Ig-Synthese (IgA, IgM, IgG + Albumine)



Tau-Protein, Phospho-Tau 181P & β -Amyloid 1-42

Minimum 1.5 mL CSF in einem gesonderten, sterilen und konischen Polypropylen-Rohrchen (PP) von 15 mL (Bestellnr. 649722) entnehmen, welches vorab im Labor bestellt werden muss : ☎ 027 603 48 02. Die Proben mussen dem Labor in Sitten innert 4 Stunden zugestellt werden und dort sofort dekantiert und eingefroren werden.



Zytologie

Steriles CSF-Rohrchen, 10 mL (Bestellnr. 600012)

- Nachweis von Entzundungs- und Tumorkrankheiten.

