

Welches Material für welche Probe?

Pädiatrie

1/2

Liste der am häufigsten angeforderten Analysen, nicht vollständig.


Hämatologie

- BD Microtainer® MAP 1.0 mg K2 EDTA (Bestellnr. 624113)
oder
S-Monovette® EDTA K2, 1.2 mL (Bestellnr. 675306)
- Kleines oder grosses Blutbild



Chemie


- Microvette® SERUM 500 µL, rot (Bestellnr. 675323)
oder
S-Monovette® SERUM+GEL, braun 2.7 mL (Bestellnr. 683374)
- allgemeine Chemie
 - IGF1, IGF-BP3, PCT



- S-Monovette® SERUM, rot 2.7 mL (Bestellnr. 675324)
- Medikamente

- S-Monovette® EDTA K2, violett 1.2 mL (Bestellnr. 675306)
- G6PD

- 2x Microvette 200 Heparin ISO GRÜN (Bestellnr. 675315)
oder
S-Monovette® HEPARIN+ GEL ISO GRÜN, 2.7 mL (Bestellnr. 675318)
- Troponin
 - BNP



Serologie - Immunologie

- S-Monovette® SERUM+GEL, braun 2.7 mL (Bestellnr. 683374)

Genetik

Bitte das Sonderblatt « Analysenauftragsformular – Molekulargenetik » ausfüllen + Unterschrift des verordnenden Arztes + unterzeichnete Zustimmung.
Probe bei 4°C aufbewahren bis zum Transport ins Labor.
Klinische Angaben unbedingt erforderlich.

- S-Monovette® EDTA K2, violett 1.2 mL (Bestellnr. 675306)
- Mukoviszidose
 - Fragiles-X-Syndrom A
 - Gilbert (familiäre Hyperbilirubinämie)
 - Primäre Laktoseintoleranz
 - Glutenintoleranz (Zöliakie)
 - α_1 -Antitrypsin (Mangel)

2/2

Bakteriologie

Abstrichtupfer Bakteriologie/PCR (2mL rosa) (Bestellnr. 681187)
oder feiner

Abstrichtupfer Bakteriologie/PCR eSwab (orange) (Bestellnr. 623624)

- allgemeine Bakteriologie
- PCR (kann auf der gleichen Probe wie die der Bakteriologie durchgeführt werden).
- Respiratorischer Synzytial-Virus (RSV) und respiratorische Viren

Keimzahlbestimmung im Urin Röhrchen Borsäure (Bestellnr. 682277)

- allgemeine Bakteriologie.

Behälter für Stuhlkulturen (Bestellnr. 641579)

- allgemeine Bakteriologie und *Clostridium diff.*

Blutkulturflaschen für Pädiatrie gelb (Bestellnr. 606583)

- Blutkultur.

Molekularbiologie

Vacutainer® Urin 11 mL (Bestellnr. 606417 + 647681)

- Legionella pneumophila Antigen und Streptococcus pneumoniae Antigen in Urin

OC Sensor Röhrchen (Bestellnr. 651039)

- Stuhlentnahme für die Suche nach okkultem Blut




Bestellnr.
681187



Bestellnr.
623624



Bestellnr.
682277



Bestellnr.
641579



Bestellnr.
606583



Bestellnr.
606417 + 647681



Bestellnr.
651039